

Tómese un momento ahora. Registre su producto en [www.homedics.com/register](http://www.homedics.com/register) Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará a crear los productos que usted desee en el futuro.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

**PRECAUCIONES IMPORTANTES.** AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

**PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**

• Siempre desenchufe este aparato del tomacorriente inmediatamente después de utilizarlo, y antes de limpiarlo. • **NUNCA** utilice pasadores u otros broches metálicos con este aparato.

**ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES PERSONALES:**

• Un producto nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de ponerle o quitarle piezas. • **NO** lo opere bajo una cobija o una almohada. Puede calentarse excesivamente y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a personas. • Es necesario mantener una vigilancia estrecha cuando este producto es usado por o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas. • Utilice este producto sólo para el uso previsto que se describe en este manual. **NO** utilice accesorios no recomendados por HoMedics®, en especial accesorios no provistos con la unidad. • **NUNCA** opere este aparato si el enchufe o el cable están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se cayó al agua. Devuelva el aparato a un Centro de Servicio de HoMedics® para su revisión y reparación. • **NO** traslade este producto jalándolo del cable de alimentación, ni utilice el cable de alimentación como asa. • Mantenga el cable alejado de superficies calientes. • **NUNCA** opere el electrodoméstico con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, pelo y similares. • **NUNCA** deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. • **NO** lo utilice en exteriores. • **NO** lo opere en lugares donde se estén utilizando productos en aerosol o donde se esté administrando oxígeno. • Para desconectarlo, ponga todos los controles en la posición de apagado, y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente. • Utilice las superficies calientes con cuidado. Pueden causar quemaduras serias. No lo utilice sobre áreas de la piel que sean insensibles, o en presencia de mala circulación. El uso sin atención del calor por niños o personas incapacitadas puede ser peligroso. **PRECAUCIÓN: Todo el mantenimiento de este producto debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado por HoMedics® (Servicio no válido en México).**

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

**PRECAUCIÓN – LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.**

• Este producto no está diseñado para uso médico. Se diseñó únicamente para proporcionar un masaje de lujo. • Consulte a su médico antes de utilizar este producto si: - Está embarazada - Tiene un marcapasos - Tiene alguna preocupación en relación con su salud • **NO** se recomienda su uso en diabéticos. • **NUNCA** deje el aparato sin atención, especialmente si hay niños presentes. • **NO** utilice este producto por más de 15 minutos por vez. • El uso extendido podría llevar al calentamiento excesivo del producto y acortar su vida. En caso que esto ocurra, descontinúe el uso y permita que la unidad se enfríe antes de operarla. • **NUNCA** utilice este producto directamente sobre áreas hinchadas o inflamadas, o sobre erupciones cutáneas. • **NO** use este producto como sustituto de la atención médica. • **NUNCA** use este producto mientras esté en la cama. • Este producto **NUNCA** debe ser utilizado por ningún individuo que sufra de alguna afección física que limite la capacidad del usuario para operar los controles, o por alguien que tenga deficiencias sensoriales en la parte baja de su cuerpo. • Este producto es únicamente para uso en el hogar.

**NOTA:** Por su seguridad, este producto está equipado con un interruptor activado por presión para evitar que la función de calor siga encendida cuando el cojín no se esté usando. El calor solo funcionará si se aplica presión en este interruptor, el cual está ubicado en el cojín de asiento de la unidad (vea la página 2). Una vez que se elimina la presión, el calor se apagará. Después de aplicar presión, permita que pasen de 5 minutos a 10 minutos para que el calor alcance la temperatura máxima. **NOTA:** No se recomienda su uso en superficies de madera ya que la cremallera puede dañar la madera. También se recomienda precaución cuando se utilice en muebles tapizados.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Enchufe el adaptador a un tomacorriente de 120 V c.a. y conecte el extremo del receptáculo en el conector de entrada, ubicado en la parte de abajo del control integrado en el cojín. 2. Coloque el cojín de masaje en cualquier silla usando el sistema integrado de sujeción para sujetar el cojín. 3. Presione el botón “masaje” en el panel de control para obtener un masaje de baja intensidad (Fig. 1). Presiónelo nuevamente para un masaje de alta intensidad. 4. Para activar la función de calor relajante, presione el botón “calor” una vez (Fig. 1). Presione nuevamente el botón para desactivar la función de calor. **NOTA:** Al seleccionar la función de calor, habrá una pequeña disminución en la fuerza del masaje. Este ajuste es perfectamente normal y no debe interpretarse como un defecto. 5. Para apagar la unidad, presione el botón de masaje una tercera vez.



Fig. 1

## PARA USARSE EN SU AUTO

1. Enchufe el adaptador de 12 Volts para auto a la salida de 12 V de c.c. y conecte el extremo del receptáculo en el conector de entrada. 2. Deslice las correas del cojín para masaje sobre el asiento. 3. Siga los pasos 3 al 5 para la operación del aparato.

## MANTENIMIENTO

### ALMACENAMIENTO

Coloque el masajeador en su caja, o en un lugar seguro, fresco y seco. Evite el contacto con bordes agudos u objetos puntiagudos, que pudieren cortar o perforar la superficie de la tela. Para evitar que se rompa, no envuelva el cable de energía alrededor de la unidad. No cuelgue la unidad del cable controlador.

### LIMPIEZA

Desconecte la unidad y permita que se enfríe antes de limpiarla. Limpie sólo con una esponja suave, ligeramente húmeda. Nunca permita que agua u otros líquidos entren en contacto con la unidad. Fig. 1

- NO lo sumerja en ningún líquido para limpiarlo.
- NUNCA utilice limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, queroseno, vidrio, brillo para muebles o disolvente de pintura para limpiarlo.
- NO trate de reparar el masajeador. No hay partes que puedan recibir mantenimiento del usuario.

## COJÍN PARA MASAJE

Marca: HoMedics • Modelos: VC-110, VC-110A, VC-110H-BK y VC-110-BL

Especificaciones eléctricas: 12 V--- 800 mA 9.6 W

Adaptador. Marca: HoMedics • Modelo: KL-AD-120080

Entrada: 100 V~ - 240 V~ 50 Hz / 60 Hz 0.5 A • Salida: 12 V--- 0.8 A

Adaptador para auto. • Marca: HoMedics • Modelo: PP-ADPCAR2 • Entrada: 12 V--- 3 A • Salida: 12 V--- 1.2 A 14.4 W

El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado en el uso del aparato.

**Advertencia:** Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

El producto sólo debe alimentarse a tensión extrabajada de seguridad y a la tensión marcada en el aparato. Use sólo con el adaptador proporcionado. El calor no se activará hasta que se haga presión en la superficie del cojín. Tenga cuidado al usar este producto cerca de cigarrillos o flamas. No lo use nunca mientras duerme. No deben utilizar este producto personas con diabetes, deficiencias sensoriales, o incapacidad para operar los controles. Si no se siguen las instrucciones, puede haber riesgo de incendio o lesión. El uso inadecuado puede provocar quemaduras.

**NOM**

### **MOTORES PARA MASAJE**

Proporciona masaje relajante y vigorizante.

### **CALOR RELAJANTE**

### **INTERRUPTOR ACTIVADO CON PRESIÓN**

Aplique presión, después oprima el botón de calor para activar la función de calor.

### **SISTEMA DE SUJECCIÓN PARA SILLAS**

Se ajusta fácilmente a la mayoría de las sillas.



**Importado por:** COMERCIALIZADORA INTCOMEX S.A. DE C.V. Eje Poniente Calzada Vallejo No. 1000, Col. Lindavista Vallejo I Sección, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07720 • RFC: CEN980619FU4 • Tel. (55) 5390-0026